


Composants

Paniers et chariots de chargement

EasyLoad

Compléments et autres composants

Buses d'injection

Jeux d'adaptation

Chariot de transfert

Systèmes de traitement à l'eau déminéralisée

Composants pour le dosage de détergents

Socles

Paniers supérieurs/inférieurs et chariots à injection

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636



A 100

Panier supérieur, pour modules à injection ou compléments.

- Panier supérieur avec 2 raccords de modules
- Pour charger jusqu'à 2 modules à injection ou compléments
- Étanchéité automatique des raccords en cas de non-utilisation
- Hauteur de chargement sur le module avec supports en plastique : 190 mm
- Dimensions de chargement : largeur 489 mm, longueur 440 mm
- H 141, l 528, P 525 mm



A 101

Panier supérieur, réglable en hauteur, pour compléments.


- Hauteur de chargement H 160 +/- 30 mm, l 475 mm, P 443 mm
- Avec bras de lavage intégré
- H 206, l 528, P 527 mm



A 102

Panier supérieur, réglable en hauteur, pour compléments.

- Hauteur de chargement H 205 +/- 30 mm, l 475 mm, P 443 mm
- Avec bras de lavage intégré
- H 206, l 528, P 527 mm



A 103

Panier supérieur, pour compléments.

- Hauteur de chargement H 95 mm, l 505 mm, P 472 mm
- Particulièrement adapté au traitement des paniers à mailles DIN
- Convient également à d'autres applications avec des charges peu élevées en combinaison avec le chariot de chargement A 202
- Avec bras de lavage intégré
- H 133, l 528, P 528 mm



A 150

Panier inférieur, pour modules à injection ou compléments.

- Panier inférieur avec 2 raccords de modules
- Pour charger jusqu'à 2 modules à injection ou compléments
- Étanchéité automatique des raccords en cas de non-utilisation
- Dimensions de chargement H 235, (avec panier supérieur A 100) l 494, P 440 mm
- H 154, l 529, P 546 mm



A 151


Panier inférieur, pour différents paniers à mailles DIN standard et différents compléments.

- Hauteur de chargement en fonction du panier supérieur
- Dimensions de chargement
  H avec A 100 : 235 mm
  H avec A 101 : 275 +/- 40 mm
  H avec A 102 : 230 +/- 30 mm
  H avec A 103 : 305 mm
  H sans panier supérieur 495
  l 490, P 489 mm
- H 88, l 529, P 522 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 100	Panier supérieur pour le chargement optimal des modules à injection ou des compléments.	12642640	69610002D	4002516841296
A 101	Panier supérieur réglable en hauteur, pour le chargement optimal des compléments.	12645590	69610101D	4002516828143
A 102	Panier supérieur réglable en hauteur, pour le chargement optimal des compléments.	12645600	69610201D	4002516855262
A 150	Panier inférieur pour le chargement optimal des modules à injection ou des compléments.	12666330	69615001D	4002516854449
A 151	Panier inférieur pour accueillir des paniers à mailles DIN standard, ainsi que divers compléments.	12666340	69615101D	4002516853992

Paniers supérieurs/inférieurs et chariots à injection

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636



A 200


Chariot pour logement optimal de 38 pipettes.

- Pour 10 pipettes de 100 ml dans la rangée 1, espacement de 20 mm
- Pour 14 pipettes de 25 ml dans la rangée 2, espacement de 26 mm
- Pour 14 pipettes de 10 ml dans la rangée 3, espacement de 26 mm
- Non utilisable dans le modèle PG 8504
- H 397, l 529, P 546 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 200	Chariot de chargement pour le chargement optimal de 38 pipettes.	12667060	69620001D	4002516854012

Paniers standard


PLW 7111



APLW 106

Panier, pour modules à injection ou compléments.


- Pour utilisation sur les niveaux 1 à 4
- Panier avec 2 raccords de modules
- Pour charger jusqu'à 2 modules à injection ou compléments
- Étanchéité automatique des raccords en cas de non-utilisation
- Dimensions de chargement : largeur 507 mm, profondeur avec rail de maintien 439 mm, sans rail de maintien 525 mm, hauteur en fonction de la position à laquelle le panier est utilisé et d'autres paniers en cours d'utilisation
- H 151,3, l 559,3, P 621,2 mm



APLW 107

Panier, réglable en hauteur, pour le chargement optimal des compléments.

- Pour utilisation sur les niveaux 2 à 4
- Façade ouverte
- Pour le chargement optimal des compléments
- Avec bras de lavage intégré
- Dimensions de chargement : largeur 507 mm, profondeur 545 mm, réglable en hauteur +/- 30 mm, hauteur en fonction de la position à laquelle le panier est utilisé et d'autres paniers en cours d'utilisation
- H 150,5, l 559,3, P 594,4 mm



APLW 152

Paniers, pour différents compléments.

- Pour utilisation sur le niveau 1
- Hauteur de chargement en fonction des autres paniers utilisés
- Dimensions de chargement, l 507 mm, P 545 mm
- H 151, l 560, P 596 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
APLW 106	Panier pour le chargement optimal des modules à injection ou des compléments.	11854610	69610600D	4002516524717
APLW 107	Panier réglable en hauteur, pour le chargement optimal des compléments.	11854290	69610700D	4002516525998
APLW 152	Panier pour différents compléments.	11854310	69615200D	4002516526001

Chariots de chargement

PLW 8615, PLW 8616



A 500

Chariot de chargement, avec 1 niveau pour le nettoyage des ustensiles et de la verrerie de laboratoire.

- Destiné à recevoir des compléments et des paniers à mailles
- Extensible à 2 niveaux avec A 603
- Dimensions de chargement sur le niveau 1 sans A 603 : H 670, l 600, P 775 mm
- Dimensions de chargement avec A 603 :
  Niveau 1 : H 305, l 600, P 775 mm
  Niveau 2 : H 302, l 595, P 770 mm
- H 153, l 650, P 790 mm



A 603

Complément, ajoute un deuxième niveau au chariot de chargement A 500.

- Avec bras de lavage
- H 372, l 611, P 784 mm



A 505

Support de charge avec 3 niveaux pour le nettoyage de verrerie de laboratoire et d'ustensiles.

- Destiné à recevoir des compléments et des paniers à mailles
- Dimensions de chargement :
  Niveau 1 : H 202, l 585, P 780 mm
  Niveau 2 : H 202, l 590, P 780 mm
  Niveau 3 : H 132, l 590, P 780 mm
- H 524, l 640, P 790 mm



A 506

Support de charge avec 4 niveaux pour le nettoyage de verrerie de laboratoire et d'ustensiles.


- Destiné à recevoir des compléments et des paniers à mailles
- Dimensions de chargement :
  Niveau 1 : H 112,5, l 585, P 780 mm
  Niveaux 2 et 3 : H 112,5, l 595, P 780 mm
  Niveau 4 : H 114, l 595, P 780 mm
- H 555, l 650, P 790 mm



A 501

Support de charge avec 4 niveaux pour le nettoyage de verrerie de laboratoire et d'ustensiles.

- Destiné à recevoir des compléments et des paniers à mailles
- Extensible à 5 ou 6 niveaux avec la grille A 601
- Extensible avec la grille A 601 (non incluse dans les éléments fournis) comme niveau de grille supplémentaire
- Dimensions de chargement sans A 601 :
  Niveau 1 : H 168, l 577, P 750 mm
  Niveau 2 : H 169, l 585, P 750 mm
  Niveau 3 : H 77, l 585, P 780 mm
  Niveau 4 : H 80, l 577, P 750 mm
- H 659, l 650, P 710 mm



A 601

Complément, pour un niveau supplémentaire dans le chariot de chargement A 501.

- Sans bras de lavage
- H 33, l 589, P 773 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 500	Chariot de chargement avec 1 niveau pour le nettoyage des ustensiles et de la verrerie de laboratoire.	12684430	69650002D	4002516855026
A 603	Pièce complémentaire pour l'extension du chariot de chargement A 500 sur 2 niveaux.	12669820	69660302D	4002516854432
A 505	Chariot de chargement avec 3 niveaux pour le nettoyage des ustensiles et de la verrerie de laboratoire.	12685400	69650501D	4002516854678
A 506	Chariot de chargement avec 4 niveaux pour le nettoyage des ustensiles et de la verrerie de laboratoire.	12686270	69650601D	4002516855200
A 501	Chariot de chargement avec 4 niveaux pour le nettoyage des ustensiles et de la verrerie de laboratoire.	12684440	69650102D	4002516855361
A 601	Complément pour un niveau supplémentaire dans le chariot de chargement A 501.	12669810	69660102D	4002516854081

Chariots de chargement

PLW 8615, PLW 8616



A 503

Chariot de chargement, aucun niveau, pour le nettoyage des ustensiles et de la verrerie de laboratoire.

- Pour charger des modules et des compléments
- En fonction de la hauteur, il est possible d'utiliser jusqu'à 6 modules à injection sur 2 niveaux
- Le rail de guidage supérieur et le montant supérieur sont amovibles
- Dimensions de chargement H 670, l 565, P 770 mm
- H 433, l 650, P 790 mm



APLW 511

Chariot de chargement, aucun niveau, pour le nettoyage des ustensiles et de la verrerie de laboratoire.

- Pour charger des modules et des compléments
- En fonction de la hauteur, il est possible d'utiliser jusqu'à 9 modules à injection sur 3 niveaux
- Certains rails de guidage et montants sont amovibles
- Hauteur de chargement :
  Niveau 1 : 205 mm
  Niveau 2 : 205 mm
  Niveau 3 : 215 mm
- Dimensions de chargement sans modules à injection et sans grilles : H 670, l 565, P 770 mm
- H 533,5, l 636, P 790 mm



A 606

Module, pour les compléments de verrerie de laboratoire au niveau supérieur du chariot de chargement A 503

- Avec bras de lavage
- H 97, l 603, P 505 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 503	Chariot de chargement sans niveau, pour le nettoyage des ustensiles/de la verrerie de laboratoire.	12685380	69650302D	4002516854784
APLW 511	Chariot de chargement sans niveau, pour le nettoyage des ustensiles/de la verrerie de laboratoire.	11852850	69650300D	4002516525974
A 606	Module pour l'utilisation, par ex., de compléments de verrerie de laboratoire au niveau supérieur des chariots de chargement A 503	12669930	69660602D	4002516853961

PLW 8683/93/83 CD


Paniers


A 100


A 150

PLW 7111

Paniers


APLW 106

PLW 8683/93/83 CD + PLW 7111

Chargé Modules à injection


A 300/3


A 301/5


A 302/3

Non chargé Modules à injection



A 300/2


A 301/4


A 302/2

Cadre de maintien


A 860


A 861


A 862

PLW 8683/93/83 CD + PLW 7111 + PLW 861x

Buses d'injection


A 840


A 841


A 842


A 843

A 844



A 845


APLW 870 pour A 300 et A 620

PLW 8683/93/83 CD + PLW 7111

Autres modules à injection


A 303


A 304


A 306/1


A 312

Module à injection pour verrerie de laboratoire de grand volume


A 313

Buses d'injection pour A 313


A 846


A 847


A 848

PLW 7111

Module à injection pour verrerie de laboratoire de grand volume


APLW 215

PLW 861x

Paniers


APLW 511


A 503

PLW 861x

Non chargé Modules à injection



A 620


A 621


A 622

Cadre de maintien


A 850


A 851


A 852

PLW 8683/93/83 CD + PLW 7111 + PLW 861x

Buses d'injection


A 840


A 841


A 842


A 843

A 844

A 845

APLW 870 pour A 300 et A 620

PLW 861x

Autres modules à injection

A 613

A 605

A 623

Module à injection pour verrerie de laboratoire de grand volume

A 612

Buses d'injection pour A 612

A 846

A 847

A 848

Compatibilité avec toute la gamme de produits

Les buses du système EasyLoad, en particulier, peuvent être adaptées sur pratiquement tous les laveurs de laboratoire Miele.

Composants EasyLoad				
				
Laveurs de laboratoire		**Modules à injection**	**Buses d'injection**	**Cadre de maintien**
Séries d'appareils actuels				
	PLW 8604	◆	◆	◆
	PLW 8683	◆	◆	◆
	PLW 8693	◆	◆	◆
	PLW 8683 CD	◆	◆	◆
	PLW 8636	◆	◆	◆
SlimLine				
	PLW 7111	◆	◆	◆
Séries d'appareils de grand volume				
	PLW 8615	◆	◆	◆
	PLW 8616	◆	◆	◆
Arrêt de la production en série de versions d'appareils				
	G 7825	–	◆	–
	G 7883	–	◆	–
	G 7893	–	◆	–
	G 7883 CD	–	◆	–
	PG 8504	◆	◆	◆
	PG 8527	–	◆	–
	PG 8535	–	◆	–
	PG 8536	–	◆	–
	PG 8583	◆	◆	◆
	PG 8583 CD	◆	◆	◆
	PG 8593	◆	◆	◆
	PLW 8617	◆	◆	◆
	PLW 6011	–	–	–
	PLW 6111	–	–	–

Remarque : Les modules et les cadres de maintien des unités standard et à grande cuve sont spécifiques à chaque modèle et ne peuvent pas être utilisés sur d'autres modèles

Modules à injection pour A 100, A 150 et APLW 106

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636



A 300/3

Module à injection pour le logement optimal de la verrerie de laboratoire – équipé avec 8 buses.

- Convient pour la verrerie de laboratoire, y compris les erlenmeyers et les ballons gradués (250–1000 ml).
- Équipé de 4 buses A 840 et de 4 buses A 841
- Fait partie du système EasyLoad
- Espacement des buses 118 mm sur la largeur, 118 mm sur la profondeur
- H 228, l 208, P 479 mm

Accessoires :

- A 840, buse d'injection Ø 6 mm, longueur 130 mm [nombre] : 4
- A 841, buse d'injection Ø 6 mm, longueur 210 mm [nombre] : 4



A 300/2

Module à injection pour le logement optimal de la verrerie de laboratoire – équipé de 8 buses.

- Convient pour la verrerie de laboratoire, y compris les erlenmeyers et les ballons gradués.
- Module sans buses d'injection, équipé en fonction des besoins individuels
- Jusqu'à 8 buses d'injection
- Particulièrement adapté aux injecteurs de Ø 6 mm, par ex. A 840 ou A 841, d'autres diamètres étant possibles selon l'application
- Fait partie du système EasyLoad
- Espacement des buses 118 mm sur la largeur, 118 mm sur la profondeur
- H 72, l 133, P 479 mm




A 301/5

Module à injection pour le logement optimal de la verrerie de laboratoire – équipé avec 18 buses.

- Convient pour la verrerie de laboratoire, y compris les erlenmeyers et les ballons gradués (50–250 ml).
- Équipé de 9 buses A 842 et de 9 buses A 843
- Fait partie du système EasyLoad
- Espacement des buses 78 mm sur la largeur, 78 mm sur la profondeur
- H 203, l 232, P 479 mm

Accessoires :

- A 842, buse d'injection Ø 4 mm, longueur 90 mm [nombre] : 9
- A 843, buse d'injection Ø 4 mm, longueur 185 mm [nombre] : 9



A 301/4

Module à injection pour le logement optimal de la verrerie de laboratoire – équipé de 18 buses.

- Convient pour la verrerie de laboratoire, y compris les erlenmeyers et les ballons gradués.
- Module sans buses d'injection, équipé en fonction des besoins individuels
- Jusqu'à 18 buses d'injection
- Particulièrement adapté aux injecteurs de Ø 4 mm, par ex. A 842 ou A 843, d'autres diamètres étant possibles selon l'application
- Fait partie du système EasyLoad
- Espacement des buses 157 mm sur la largeur, 78 mm sur la profondeur
- H 72, l 173, P 479 mm




A 302/3

Module à injection pour le logement optimal de la verrerie de laboratoire – équipé avec 32 buses.

- Convient pour la verrerie de laboratoire, y compris les erlenmeyers et les ballons gradués (25–100 ml).
- Équipé de 16 buses A 844 et de 16 buses A 845
- Fait partie du système EasyLoad
- Espacement des buses 60 mm sur la largeur, 57 mm sur la profondeur
- H 143, l 238, P 479 mm

Accessoires :

- A 844, buse d'injection Ø 2,5 mm, longueur 80 mm [nombre] : 16
- A 845, buse d'injection Ø 2,5 mm, longueur 125 mm [nombre] : 16



A 302/2

Module à injection pour le logement optimal de la verrerie de laboratoire – équipé de 32 buses.

- Convient pour la verrerie de laboratoire, y compris les erlenmeyers et les ballons gradués.
- Module sans buses d'injection, équipé en fonction des besoins individuels
- Jusqu'à 32 buses d'injection
- Particulièrement adapté aux injecteurs de Ø 2,5 mm, par ex. A 844 ou A 845, d'autres diamètres étant possibles selon l'application
- Fait partie du système EasyLoad
- Espacement des buses 60 mm sur la largeur, 57 mm sur la profondeur
- H 72, l 195, P 479 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 300/3	Module à injection pour le chargement optimal de la verrerie de laboratoire, peut être équipé de 8 buses.	11116900	69630003D	4002516188964
A 301/5	Module à injection pour le chargement optimal de la verrerie de laboratoire, peut être équipé de 18 buses.	11116950	69630105D	4002516188971
A 302/3	Module à injection pour le chargement optimal de la verrerie de laboratoire, peut être équipé de 32 buses.	11116960	69630203D	4002516188988
A 300/2	Module à injection pour le chargement optimal de la verrerie de laboratoire, peut être équipé de 8 buses.	12668780	69630004D	4002516853954
A 301/4	Module à injection pour le chargement optimal de la verrerie de laboratoire, peut être équipé de 18 buses.	12668790	69630106D	4002516854739
A 302/2	Module à injection pour le chargement optimal de la verrerie de laboratoire, peut être équipé de 32 buses.	12669210	69630204D	4002516854098

Cadres de maintien pour modules à injection A 300/x, A 301/x et A 302/x

EASYLOAD


PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111



A 860

Cadre de maintien, pour modules à injection A 300/2 et A 300/3


- Grille : 2 x 4 compartiments
- Pour utilisation sur les modules à injection A 300/2 et A 300/3
- Pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Fait partie du système EasyLoad



A 861

Cadre de maintien, pour modules à injection A 301/4 et A 301/5

- Grille : 3 x 6 compartiments
- Pour utilisation sur les modules à injection A 301/4 et A 301/5
- Pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Fait partie du système EasyLoad



A 862

Cadre de maintien, pour modules à injection A 302/2 et A 302/3

- Grille : 4 x 8 compartiments
- Pour utilisation sur les modules à injection A 302/2 et A 302/3
- Pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Rilsanisé

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 860	Cadre de maintien pour modules à injection A 300/2 et A 300/3.	12665410	69686001D	4002516855118
A 861	Cadre de maintien pour modules à injection A 301/4 et A 301/5.	12665440	69686101D	4002516854876
A 862	Cadre de maintien pour modules à injection A 302/2 et A 302/3.	12665480	69686201D	4002516854203

Modules à injection et cadres de maintien pour les modèles A 503 et APLW 511

EASYLOAD

PLW 8615, PLW 8616



A 620

Module à injection, pour le traitement de la verrerie de laboratoire, avec 10 positions d'injection.

- Peut être équipé de 10 buses en fonction des besoins individuels
- Particulièrement adapté aux injecteurs de Ø 6 mm, par ex. A 840 ou A 841, d'autres diamètres étant possibles selon l'application
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- Fait partie du système EasyLoad
- H 113, l 133, P 608 mm



A 621

Module à injection, pour le traitement de la verrerie de laboratoire, avec 20 positions d'injection.

- Peut être équipé de 20 buses en fonction des besoins individuels
- Particulièrement adapté aux injecteurs de Ø 4 mm, par ex. A 842 ou A 843, d'autres diamètres étant possibles selon l'application
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- Fait partie du système EasyLoad
- H 113, l 173, P 608 mm



A 622

Module à injection, pour le traitement de la verrerie de laboratoire, avec 36 positions d'injection.


- Peut être équipé de 36 buses en fonction des besoins individuels
- Particulièrement adapté aux injecteurs de Ø 2,5 mm, par ex. A 844 ou A 845, d'autres diamètres étant possibles selon l'application
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- Fait partie du système EasyLoad
- H 113, l 204, P 608 mm



A 850

Cadre de maintien pour module à injection A 620.

- Grille : 2 x 5 compartiments
- Pour utilisation sur le module à injection A 620
- Pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Fait partie du système EasyLoad
- H 161, l 245, P 579 mm



A 851

Cadre de maintien pour module à injection A 621.

- Grille : 3 x 7 compartiments
- Pour utilisation sur le module à injection A 621
- Pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Fait partie du système EasyLoad
- H 120, l 244, P 580 mm



A 852

Cadre de maintien pour module à injection A 622.

- Grille : 4 x 9 compartiments
- Pour utilisation sur le module à injection A 622
- Pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Fait partie du système EasyLoad
- H 90, l 256, P 562 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 620	Module à injection pour le traitement optimal de la verrerie de laboratoire, 10 positions d'injection.	12678100	69662001D	4002516853909
A 621	Module à injection pour le traitement optimal de la verrerie de laboratoire, 20 positions d'injection.	12678110	69662101D	4002516855125
A 622	Module à injection pour le traitement optimal de la verrerie de laboratoire, 36 positions d'injection.	12678490	69662201D	4002516854531
A 850	Cadre de maintien pour module à injection A 620.	11236630	69685000D	4002516200703
A 851	Cadre de maintien pour module à injection A 621.	11236640	69685100D	4002516201915
A 852	Cadre de maintien pour module à injection A 622.	11236650	69685200D	4002516201922

Buses d'injection

EASYLOAD

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111, PLW 8615, PLW 8616



A 840

Buse d'injection avec support en plastique, diamètre de buse 6 mm, longueur 130 mm

- Convient pour les chariots à injection et les paniers, raccord à vis
- Idéal pour les articles de la charge, dont le diamètre du col est compris entre 12 et 85 mm
- Diamètre du cache supérieur : 11 mm
- Fait partie du système EasyLoad
- H 130, l 92, P 86 mm



A 841

Buse d'injection avec support en plastique, diamètre de buse 6 mm, longueur 210 mm

- Convient pour les chariots à injection et les paniers, raccord à vis
- Idéal pour les articles de la charge, dont le diamètre du col est compris entre 12 et 85 mm
- Diamètre du cache supérieur : 11 mm
- Fait partie du système EasyLoad
- H 210, l 92, P 86 mm



A 842

Buse d'injection avec support en plastique, diamètre de buse 4 mm, longueur 90 mm

- Convient pour les chariots à injection et les paniers, raccord à vis
- Idéal pour les articles de la charge, dont le diamètre du col est compris entre 10 et 70 mm
- Diamètre du cache supérieur : 9 mm
- Fait partie du système EasyLoad
- H 90, l 76, P 71 mm



A 843

Buse d'injection avec support en plastique, diamètre de buse 4 mm, longueur 185 mm

- Convient pour les chariots à injection et les paniers, raccord à vis
- Idéal pour les articles de la charge, dont le diamètre du col est compris entre 10 et 70 mm
- Diamètre du cache supérieur : 9 mm
- Fait partie du système EasyLoad
- H 185, l 76, P 71 mm



A 844

Buse d'injection avec support en plastique, diamètre de buse 2,5 mm, longueur 80 mm

- Convient pour les chariots à injection et les paniers, raccord à vis
- Idéal pour les articles de la charge, dont le diamètre du col est compris entre 6 et 55 mm
- Diamètre du cache supérieur : 5 mm
- Fait partie du système EasyLoad
- H 80, l 60, P 55 mm



A 845

Buse d'injection avec support en plastique, diamètre de buse 2,5 mm, longueur 125 mm

- Convient pour les chariots à injection et les paniers, raccord à vis
- Idéal pour les articles de la charge, dont le diamètre du col est compris entre 6 et 55 mm
- Diamètre du cache supérieur : 5 mm
- Fait partie du système EasyLoad
- H 125, l 60, P 55 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 840	Buse d'injection avec supports en plastique, diamètre de buse de 6 mm, longueur 130 mm, 1 pièce.	11056100	69684000D	4002516188742
A 841	Buse d'injection avec supports en plastique, diamètre de buse de 6 mm, longueur 210 mm, 1 pièce	11056190	69684100D	4002516188759
A 842	Buse d'injection avec supports en plastique, diamètre de buse de 4 mm, longueur 90 mm, 1 pièce	11056330	69684200D	4002516188766
A 843	Buse d'injection avec supports en plastique, diamètre de buse de 4 mm, longueur 185 mm, 1 pièce	11056440	69684300D	4002516188773
A 844	Buse d'injection avec supports en plastique, diamètre de buse de 2,5 mm, longueur 80 mm, 1 pièce.	11056600	69684400D	4002516188780
A 845	Buse d'injection avec supports en plastique, diamètre de buse de 2,5 mm, longueur 125 mm, 1 pièce.	11056670	69684500D	4002516188797

Buses d'injection

EASYLOAD


PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111, PLW 8615, PLW 8616

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 840	Buse d'injection, avec supports en plastique, diamètre de buse de 6 mm, longueur 130 mm, 1 pièce.	11056100	69684000D	4002516188742
A 841	Buse d'injection, avec supports en plastique, diamètre de buse de 6 mm, longueur 210 mm, 1 pièce	11056190	69684100D	4002516188759
A 842	Buse d'injection, avec supports en plastique, diamètre de buse de 4 mm, longueur 90 mm, 1 pièce	11056330	69684200D	4002516188766
A 843	Buse d'injection, avec supports en plastique, diamètre de buse de 4 mm, longueur 185 mm, 1 pièce	11056440	69684300D	4002516188773
A 844	Buse d'injection, avec supports en plastique, diamètre de buse de 2,5 mm, longueur 80 mm, 1 pièce.	11056600	69684400D	4002516188780
A 845	Buse d'injection, avec supports en plastique, diamètre de buse de 2,5 mm, longueur 125 mm, 1 pièce.	11056670	69684500D	4002516188797
A 840/1	Buse d'injection, avec supports en plastique, diamètre de buse de 6 mm, longueur 130 mm, 5 pièces.	11112600	69684001D	4002516188803
A 841/1	Buse d'injection, avec supports en plastique, diamètre de buse de 6 mm, longueur 210 mm, 5 pièces	11113130	69684101D	4002516188810
A 842/1	Buse d'injection, avec supports en plastique, diamètre de buse de 4 mm, longueur 90 mm, 5 pièces	11113590	69684201D	4002516188865
A 843/1	Buse d'injection, avec supports en plastique, diamètre de buse de 4 mm, longueur 185 mm, 5 pièces	11113720	69684301D	4002516188889
A 844/1	Buse d'injection, avec supports en plastique, diamètre de buse de 2,5 mm, longueur 80 mm, 5 pièces.	11115470	69684401D	4002516188919
A 845/1	Buse d'injection, avec supports en plastique, diamètre de buse de 2,5 mm, longueur 125 mm, 5 pièces.	11116120	69684501D	4002516188940

Modules à injection supplémentaires pour les modèles A 100, A 150 et APLW 106

EASYLOAD

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111




A 304

Module à injection pour le logement optimal de 98 tubes à essai max.

- Convient par ex. pour 98 tubes à centrifuger, flacons, tubes à essai
- Les hauteurs de chargement diffèrent selon la position
- 1 unité peut être insérée dans chacun des paniers A 100, A 150 et APLW 106
- H 130, l 222, P 471 mm

PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111



A 303

Module à injection pour le logement optimal de 98 pipettes max.


- Convient par ex. pour 98 pipettes jaugées et graduées
- Hauteur du cadre de maintien : 150 mm
- 1 unité peut être insérée dans chacun des paniers A 150 et APLW 106
- Hauteur de chargement sans panier supérieur : 450 mm (avec panier inférieur A 150)
- H 185, l 222, P 471 mm



A 306/1

Module à injection pour le logement optimal de la verrerie de laboratoire de grand volume.

- Convient pour 4 éprouvettes graduées de 1–2 l, forme haute
- Convient pour 2 éprouvettes graduées de 1–2 l, forme basse et haute
- Surfaces de contact rilsanisées
- Les éprouvettes graduées sont même amovibles lorsque le module est dans l'appareil
- Longueur max. des éprouvettes graduées dans le panier inférieur A 150 : 500 mm
- Jusqu'à deux modules peuvent être insérés dans les paniers A 150 et APLW 106
- H 433, l 249, P 475 mm



A 312

Module à injection pour le traitement des viscosimètres.


- Convient pour un maximum de 8 viscosimètres
- Équipé de 8 buses spéciales A 867
- Espacement des buses 118 mm sur la largeur, 118 mm sur la profondeur
- H 395, l 164, P 475 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 304	Module pour le chargement optimal de max. 98 flacons.	12669230	69630401D	4002516854982
A 303	Module pour le chargement optimal de max. 98 pipettes.	12669220	69630301D	4002516854746
A 306/1	Module pour le chargement optimal de la verrerie de laboratoire de grand volume.	12683100	69630602D	4002516854456
A 312	Module pour le traitement des viscosimètres.	11054470	69631200D	4002516087397

Modules à injection supplémentaires pour les modèles A 503 et APLW 511

EASYLOAD


PLW 8615, PLW 8616



A 613

Modules à injection, pour le traitement optimal des pipettes jaugées et graduées.

- Équipé de 98 buses d'injection
- Convient pour les pipettes graduées d'un volume de 1–50 ml
- Convient pour les pipettes jaugées d'un volume de 1–100 ml
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- La capacité dépend du diamètre maximal des pipettes
- H 195, l 255, P 614 mm



A 605

Modules à injection, pour le traitement optimal des flacons et des tubes à essai, etc.


- Équipé de 98 buses d'injection
- H 160 mm max. et Ø 20 mm max.
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- H 160, l 225, P 611 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 613	Modules pour le traitement optimal des pipettes jaugées et graduées.	12670020	69661301D	4002516854128
A 605	Modules pour le traitement optimal des flacons et des tubes à essai, etc.	12669870	69660501D	4002516854074

Modules à injection pour verrerie de laboratoire de grand volume

EASYLOAD

PLW 7111




APLW 215

Module à injection, idéal pour la verrerie de laboratoire de grand volume et les flacons jusqu'à 50 l.

- Pour utilisation sur le niveau 1
- Équipé d'une buse d'injection spéciale
- Équipé d'un cadre de maintien
- Diamètre max. du flacon : 380 mm
- Hauteur du flacon : 560–620 mm
- Diamètre du col du flacon : min. 30 mm interne, max. 80 mm externe
- H 532, l 505, P 526 mm

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111



A 313

Module à injection pour le traitement de la verrerie de laboratoire de grand volume.

- Flacons de laboratoire, max. 10 l
- Ballons gradués, max. 6 l
- Erlenmeyers, max. 5 l
- Flacons gradués, max. 5 l
- Peut être équipé de buses et de supports en fonction des besoins individuels
- Équipé de 5 positions d'injection
- Selon le diamètre, pour 2 ou 3 articles de la charge
- H 221, l 234, P 495 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
APLW 215	Module pour le traitement de verrerie de laboratoire de grand volume et de flacons jusqu'à 50 l.	11853940	69621500D	4002516525981
A 313	Module pour le traitement de la verrerie de laboratoire de grand volume.	11055970	69631300D	4002516087854

Modules à injection pour verrerie de laboratoire de grand volume

EASYLOAD

PLW 8615, PLW 8616




A 612

Module à injection pour le traitement de la verrerie de laboratoire de grand volume.

- Peut être équipé de buses d'injection A 846, A 847 et A 848 en fonction des besoins individuels
- Convient pour les flacons de laboratoire de 2–10 l et les ballons gradués de 2–6 l
- Convient pour les erlenmeyers de 2–5 l, les flacons gradués de 2–5 l
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- Selon le diamètre, pour 2, 3 ou 4 articles de la charge
- H 361, l 255, P 614 mm

Buses d'injection pour modules à injection A 313 et A 612



A 846

Buse d'injection, avec support, pour le nettoyage des flacons de laboratoire et des ballons gradués.

- Pour les flacons de laboratoire, max. 10 l, et les ballons gradués, max. 6 l
- Longueur de buse : 127 mm, longueur de buse avec support : 158 mm
- Buse Ø : 10 mm
- Pour les modules à injection A 313 et A 612
- H 158, l 110, P 110 mm



A 847

Buse d'injection, avec support, pour le nettoyage des erlenmeyers.

- Pour les erlenmeyers, max. 5 l
- Longueur de buse : 127 mm
- Buse Ø : 10 mm, support Ø : 142 mm
- Pour les modules à injection A 313 et A 612



A 848


Buse d'injection, avec support, pour le nettoyage des éprouvettes graduées.

- Longueur de buse : 350 mm
- Buse Ø : 10 mm, support Ø : 142 mm
- Pour les modules à injection A 313 et A 612

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 612	Module pour le traitement optimal de la verrerie de laboratoire de grand volume.	12670000	69661201D	4002516854173
A 846	Buse d'injection avec support, pour le nettoyage des flacons de laboratoire et des ballons gradués.	12665100	69684601D	4002516855088
A 847	Buse d'injection avec support, pour le nettoyage des erlenmeyers.	12665110	69684701D	4002516855101
A 848	Buse d'injection avec support, pour le nettoyage des éprouvettes graduées.	12665120	69684801D	4002516854234


Compléments pour béchers, entonnoirs, tubes à essai, verrerie à col large et éprouvettes graduées

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111




AK 12/1

Complément, pour différents ustensiles.
- Convient pour les béchers, les entonnoirs, les tire-lait
- Avec des poignées flexibles
- Convient pour de nombreux paniers supérieurs et inférieurs, ainsi que chariots de chargement
- H 120, l 229, P 427 mm




A 14/1

Couvercle, pour le maintien des articles délicats de la charge.
- Couvercle en inox
- Perforations de 8 x 8 mm, bordure de 3 mm
- Recouvre la moitié du complément AK 12/1
- H 19, l 207, P 224 mm




E 109

Complément, pour béchers, max. 250 ml.
- Convient pour 21 béchers en verre, max. 250 ml
- Équipé de 21 x 3 barres de maintien
- Destiné à une utilisation dans le panier supérieur et le panier inférieur
- H 155, l 230, P 460 mm




E 110

Complément, pour béchers, max. 250–600 ml.
- Convient pour 10 béchers en verre entre 250–600 ml
- Équipé de 10 x 3 barres de maintien
- Destiné à une utilisation dans le panier inférieur
- H 175, l 230, P 460 mm



E 111

Complément, pour béchers, max. 600–1000 ml.
- Convient pour 8 béchers en verre entre 600–1000 ml
- Équipé de 8 x 3 barres de maintien
- Destiné à une utilisation dans le panier inférieur
- H 205, l 230, P 460 mm




E 144

Complément, pour max. 18 béchers, max. 250 ml.
- Convient pour 18 béchers en verre
- Équipé de 18 x 3 barres de maintien
- Destiné à une utilisation dans le panier supérieur et le panier inférieur
- H 131, l 200, P 445 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
AK 12/1	Complément pour le chargement de différents ustensiles.	11131690	69501204D	4002516343714
A 14/1	Couvercle pour le maintien des articles délicats de la charge.	11131560	69746003D	4002516340126
E 109	Complément pour le chargement optimal des béchers jusqu'à 250 ml.	3808360	69510901D	4002511115729
E 110	Complément pour le chargement optimal des béchers de 250 à 600 ml.	3808390	69511001D	4002511115736
E 111	Complément pour le chargement optimal des béchers de 600 à 1000 ml.	3808420	69511101D	4002511115743
E 144	Complément pour le chargement optimal de max. 18 béchers.	3808710	69514401D	4002511115996


Compléments pour béchers, entonnoirs, tubes à essai, verrerie à col large et éprouvettes graduées

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111




E 149

Complément, pour 80 tubes à essai, 16 x 105 mm.
- Convient pour 80 tubes à essai, max. 16 x 105 mm
- Également équipé d'un couvercle A 13
- 80 compartiments, 18 x 18 mm
- Taille des mailles sur base 8 x 8 mm
- H 152, l 200, P 320 mm



A 13


Couvercle, pour le maintien des articles délicats de la charge.
- Couvercle en inox
- Grillage de 1 mm, maillage de 8 mm, cadre périphérique de 4 mm
- En remplacement des compléments E 103, E 104, E 105 et E 139
- H 20, l 200, P 320 mm



E 103/1

Complément, pour tubes à essai, 12 x 75 mm.
- Convient pour approx. 200 tubes à essai, (max. 12 x 75 mm)
- 6 compartiments
- Largeur de maille : 8 x 8 mm
- Couvercle A 13 inclus
- H 122, l 200, P 320 mm


Accessoires :
- Couvercle A 13, pour le maintien des articles délicats de la charge [nombre] : 1



E 104/1

Complément, pour tubes à essai, 12 x 105 mm.
- Convient pour approx. 200 tubes à essai, (max. 12 x 105 mm)
- Couvercle A 13 inclus
- Largeur de maille : 8 x 8 mm
- H 152, l 200, P 320 mm


Accessoires :
- Couvercle A 13, pour le maintien des articles délicats de la charge [nombre] : 1



E 105/1

Complément, pour tubes à essai, 12 x 165 mm.
- Convient pour approx. 200 tubes à essai, (max. 12 x 165 mm)
- Couvercle A 13 inclus
- Largeur de maille : 9 x 9 mm
- H 212, l 200, P 320 mm

Accessoires :
- Couvercle A 13, pour le maintien des articles délicats de la charge [nombre] : 1



E 139/1


Complément, pour tubes à essai, 12 x 200 mm.
- Convient pour les tubes à essai, max. 12 x 200 mm
- 6 compartiments
- Maillage de 9 x 9 mm
- Destiné à une utilisation dans le panier inférieur
- Couvercle A 13 inclus
- H 243, l 200, P 320 mm

Accessoires :
- Couvercle A 13, pour le maintien des articles délicats de la charge [nombre] : 1

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
E 149	Complément pour le chargement optimal de 80 tubes à essai, 16 x 105 mm.	3808800	69514901D	4002511116016
A 13	Couvercle pour la fixation des articles à traiter délicats.	3810200	69745001D	4002511117204
E 103/1	Complément pour le chargement optimal des tubes à essai jusqu'à 12 x 75 mm.	12667340	69510303D	4002516854104
E 104/1	Complément pour le chargement optimal des tubes à essai jusqu'à 12 x 105 mm.	12667370	69510403D	4002516854111
E 105/1	Complément pour le chargement optimal des tubes à essai jusqu'à 12 x 165 mm.	12667380	69510503D	4002516853978
E 139/1	Complément pour le chargement optimal des tubes à essai jusqu'à 12 x 200 mm.	12667390	69513903D	4002516854036


Compléments pour béchers, entonnoirs, tubes à essai, verrerie à col large et éprouvettes graduées

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111



E 106

Complément, pour verrerie à col large, éprouvettes graduées, etc.
- Équipé de 10 crochets à mousqueton x 175 mm, et 16 x 105 mm
- La distance entre les crochets à mousqueton est d'approx. 60 mm
- H 181, l 220, P 445 mm



E 106/1

Complément, pour verrerie à col large, éprouvettes graduées, etc.
- Équipé de 26 petits crochets à mousqueton x une hauteur de 105 mm
- La distance entre les crochets à mousqueton est d'approx. 60 mm
- H 116, l 220, P 445 mm




E 106/2

Complément, pour verrerie à col large, éprouvettes graduées, etc.
- Équipé de grands crochets à mousqueton de 13 x 175 mm
- La distance entre les crochets à mousqueton est d'approx. 85 mm
- H 186, l 220, P 445 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
E 106	Complément pour le chargement optimal des flacons à large col, éprouvettes graduées, etc.	3808310	69510601D	4002511115675
E 106/1	Complément pour le chargement optimal des flacons à large col, éprouvettes graduées, etc.	3808320	69510602D	4002511115682
E 106/2	Complément pour le chargement optimal des flacons à large col, éprouvettes graduées, etc.	3808330	69510603D	4002511115699


Compléments pour boîtes de Petri, verres de montre, plaques microtitres, etc.

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111




E 118

Complément, pour demi-boîtes de Petri.
- Convient pour 38 demi-boîtes de Petri avec Ø 100 mm
- Équipé de 38 supports, hauteur 70 mm, espacement d'approx. 26 mm
- Pour utilisation dans le panier supérieur
- H 120, l 460, P 445 mm



E 136

Complément, pour 56 demi-boîtes de Petri.
- Convient pour 56 demi-boîtes de Petri avec Ø 100 mm
- Équipé de 56 supports, hauteur 70 mm, espacement d'approx. 26 mm
- Destiné à une utilisation dans le panier inférieur
- La capacité peut être doublée avec le complément E 137
- H 145, l 485, P 445 mm



E 137

Complément, pour 56 demi-boîtes de Petri.
- Convient pour 56 demi-boîtes de Petri avec Ø 100 mm
- Équipé de 56 supports, hauteur 70 mm, espacement d'approx. 26 mm
- Destiné à une utilisation dans le panier inférieur
- Pour utilisation avec le complément E 136
- H 95, l 485, P 445 mm



E 402

Complément, pour max. 44 verres de montre.
- Convient pour 44 verres de montre, Ø 80–125 mm
- Équipé de 23 barres espacées de 15 mm les unes des autres
- H 53, l 200, P 445 mm



E 403

Complément, pour max. 105 verres de montre.
- Convient pour 105 verres de montre, Ø 50–60 mm
- Équipé de 36 barres espacées de 9 mm les unes des autres
- H 35, l 200, P 445 mm



E 134

Complément, pour 210 lames.
- Convient pour 210 lames
- 26 compartiments, 26 x 11 mm, épaisseur du fil 3 mm
- H 73, l 200, P 445 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
E 118	Complément pour le chargement optimal des demi-boîtes de Petri.	3830270	69511801D	4002511115767
E 136	Complément pour le chargement optimal de 56 demi-boîtes de Pétri.	3830280	69513601D	4002511115941
E 137	Complément pour le chargement optimal de 56 demi-boîtes de Pétri.	3830290	69513701D	4002511115958
E 402	Complément pour le chargement optimal de max. 44 verres de montre.	3830420	69540201D	4002511116627
E 403	Complément pour le chargement optimal de max. 105 verres de montre.	3830430	69540301D	4002511116634
E 134	Complément pour le chargement optimal de 210 lames.	3808600	69513401D	4002511115897

Compléments pour boîtes de Petri, verres de montre, plaques microtitres, etc.

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111



E 494

Complément, pour 5 plaques microtitres.
- H 35, l 205, P 440 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
E 494	Complément pour le maintien en douceur de 5 plaques microtitres.	12669920	69549402D	4002516853947

Autres composants

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111




A 2

Filet de protection, pour le maintien des articles délicats de la charge.
- Convient pour les 1/2 compléments
- Cadre en métal rilsanisé avec filet en plastique
- Dimensions : 216 x 456 mm



A 3

Filet de protection, comme cache pour la charge dans les compléments.
- Cadre en métal rilsanisé avec filet en plastique
- Convient pour les 1/4 compléments
- 206 x 206 mm



A 11/2

Complément pour laver en douceur les charges délicates par interruption du jet de lavage.
- Avec des perforations de 8 x 8 mm
- Destiné à une utilisation dans le panier supérieur et le panier inférieur
- H 1, l 476, P 443 mm



A 12/2

Complément pour laver en douceur les charges délicates par interruption du jet de lavage.
- Avec des perforations de 8 x 8 mm
- Destiné à une utilisation dans le panier supérieur et le panier inférieur
- Recouvre la moitié du panier
- H 10, l 237, P 449 mm




E 319/4

Tamis pour protection contre les salissures dues aux étiquettes ou éclats de verre.
- Tamis pour les grosses salissures
- Filtre les étiquettes de verrerie de laboratoire
- Empêche la contamination par les éclats de verre brisé
- H 39, l 455, P 513 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 2	Filet de protection pour la fixation des articles à traiter délicats.	3830460	69500201D	4002511115590
A 3	Filet de protection comme cache pour les articles à traiter dans les compléments.	3830470	69500301D	4002511115606
A 11/2	Complément pour le nettoyage doux des articles délicats de la charge par interruption du jet d'eau.	11239130	69501103D	4002516340119
A 12/2	Complément pour le nettoyage doux des articles délicats de la charge par interruption du jet d'eau.	11238030	69501205D	4002516237068
E 319/4	Tamis pour la protection optimale contre la contamination par les étiquettes ou les éclats de verre.	11237950	69531905D	4002516207429


Compléments et couvercles

PLW 7111, PLW 8615, PLW 8616



A 321

Complément, pour différents ustensiles.
- Convient pour les béchers, les entonnoirs, les tire-lait
- Avec des poignées flexibles
- H 80, l 239, P 535 mm



A 320

Complément pour le nettoyage doux des articles délicats de la charge par interruption du jet d'eau.
- Avec des perforations de 8 x 8 mm
- Convient à l'utilisation sur tous les niveaux
- Recouvre un tiers du niveau
- H 11, l 237, P 537 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
A 321	Complément pour le chargement de différents ustensiles.	11309380	69632100D	4002516237099
A 320	Complément pour le nettoyage doux des articles délicats de la charge par interruption du jet d'eau.	11295510	69632000D	4002516237082

Compléments et couvercles

PLW 8615, PLW 8616




E 969

Complément, pour différents ustensiles.
- Plaque de tôle perforée, 7 x 7 x 3 mm
- Convient pour E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 avec E 945
- Dans E 941, convient uniquement avec E 945.
- H 122, l 363, P 533 mm




A 19

Couvercle, pour le maintien des articles délicats de la charge.
- Plaque de tôle perforée, 7 x 7 x 3 mm
- Convient pour le complément E 969
- H 18, l 251, P 351 mm



E 963

Complément, pour béchers, max. 250 ml.
- Équipé de 33 x 3 barres de maintien pour les béchers jusqu'à 250 ml
- H 155, l 357, P 522 mm



E 965

Complément, pour béchers, max. 250–600 ml.
- Équipé de 15 x 3 barres de maintien pour les béchers, 250–600 ml
- H 173, l 357, P 522 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
E 969	Complément pour le maintien de différents ustensiles.	5746240	69596901D	4002513298765
A 19	Couvercle pour la fixation des articles à traiter délicats.	5746210	69796901D	4002513298758
E 963	Complément pour le chargement optimal des béchers jusqu'à 250 ml.	5848300	69596301D	4002513369236
E 965	Complément pour le chargement optimal des béchers de 250 à 600 ml.	5848290	69596501D	4002513369229



E 336

Douille de rinçage pour le chargement optimal des pipettes/Instruments chirurgicaux mini-invasifs dans les chariots à injection.

- Maintien sûr des pipettes, longueur max. 445 mm
- Plastique, avec raccord à vis
- H 121, l 11, P 11 mm



E 351

Buse d'injection, pour le nettoyage optimal des articles de la charge. Dimensions : 4 x 160 mm.

- Convient pour l'utilisation d'un chariot à injection
- Peut être combinée avec le clip E 353
- Ø 4 x 160 mm, avec raccord à vis



E 352

Buse d'injection, pour le nettoyage optimal de la charge.

- Convient pour l'utilisation d'un chariot à injection
- Peut être combinée avec le clip E 354
- Ø 6 x 220 mm, avec raccord à vis



E 353

Clip, hauteur réglable, pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire sur les buses.

- Convient pour l'utilisation d'une buse d'injection E 351
- Clip réglable en hauteur
- Buse d'injection, par ex. pour les flacons, les erlenmeyers et les ballons gradués
- H 160, l 4, P 4 mm



E 354

Clip, hauteur réglable, pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire sur les buses.

- Convient pour l'utilisation d'une buse d'injection E 352
- Clip réglable en hauteur
- Buse d'injection, par ex. pour les flacons, les erlenmeyers et les ballons gradués
- H 220, l 6, P 6 mm



E 470

Buse d'injection, pour chariot à injection, Ø 2,5 x 90 mm.

- Convient pour les chariots à injection, avec raccord à vis
- Buse d'injection, par ex. pour les flacons, les erlenmeyers et les ballons gradués
- H 90, l 25, P 25 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
E 336	Douilles de rinçage pour le chargement optimal des pipettes/instruments chirurgicaux mini-invasifs dans des unités d'injection.	3809390	69733601D	4002511117068
E 351	Buse d'injection pour le nettoyage optimal des articles à traiter. Dimensions : 4 x 160 mm.	3809500	69735101D	4002511117075
E 352	Buse d'injection pour le nettoyage optimal des articles à traiter.	3809510	69735201D	4002511117082
E 353	Pinces réglables en hauteur pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire sur la buse.	3809530	69735301D	4002511117099
E 354	Pinces réglables en hauteur pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire sur la buse.	3809540	69735401D	4002511117105
E 470	Buse d'injection pour utilisation dans le chariot à injection, Ø 2,5 x 90 mm.	5701580	69547001D	4002513248814

Buses d'injection et autres composants

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111



ID 90

Buse d'injection avec support en plastique, Ø 3 mm, longueur 90 mm.

- Convient pour les chariots à injection et les paniers à injection standard
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, les flacons et les tubes à essai



ID 110

Buse d'injection avec support en plastique, Ø 3 mm, longueur 110 mm.

- Convient pour les chariots à injection et les paniers à injection standard
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, les flacons et les tubes à essai



ID 140

Buse d'injection avec support en plastique, Ø 4 mm, longueur 140 mm.

- Convient pour les chariots à injection et les paniers à injection standard
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, les flacons et les tubes à essai



ID 160

Buse d'injection avec support en plastique, Ø 4 mm, longueur 160 mm.

- Convient pour les chariots à injection et les paniers à injection standard
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, les flacons et les tubes à essai



ID 180

Buse d'injection avec support en plastique, Ø 4 mm, longueur 180 mm.

- Convient pour les chariots à injection et les paniers à injection standard
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, les flacons et les tubes à essai



ID 200

Buse d'injection avec support en plastique, Ø 6 mm, longueur 200 mm.

- Convient pour les chariots à injection et les paniers à injection standard
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, les flacons et les tubes à essai

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
ID 90	Buse d'injection avec supports en plastique, Ø 3 mm, longueur 90 mm.	3810320	69709001D	4002511116962
ID 110	Buse d'injection avec supports en plastique, Ø 3 mm, longueur 110 mm.	3810330	69711001D	4002511116979
ID 140	Buse d'injection avec supports en plastique, Ø 4 mm, longueur 140 mm.	3810340	69714001D	4002511116986
ID 160	Buse d'injection avec supports en plastique, Ø 4 mm, longueur 160 mm.	3810350	69716001D	4002511116993
ID 180	Buse d'injection avec supports en plastique, Ø 4 mm, longueur 180 mm.	3810360	69718001D	4002511117006
ID 200	Buse d'injection avec supports en plastique, Ø 6 mm, longueur 200 mm.	3810380	69720001D	4002511117013

Buses d'injection et autres composants

PLW 8604, PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD, PLW 8636, PLW 7111



ID 220

Buse d'injection avec support en plastique, Ø 6 mm, longueur 220 mm.

- Convient pour les chariots à injection et les paniers à injection standard
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, les flacons et les tubes à essai



ID 240

Buse d'injection avec support en plastique, Ø 6 mm, longueur 240 mm.

- Convient pour les chariots à injection et les paniers à injection standard
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, les flacons et les tubes à essai

SD-B

Buse d'injection pour butyromètres.

- Convient pour les chariots à injection et les paniers à injection standard
- Longueur 240 mm y compris le filetage, 4 x 140 mm plus la buse soudée et comprimée, 1,5 x 100 mm

PLW 8604, PLW 8683



E 362

Vis d'obturation, pour l'étanchéité des raccords sur les supports de charge.

- Filetage M 8 x 1



A 838

Kit d'outils, pour le réglage des hauteurs des paniers et le montage/retrait des buses d'injection.

- Kit composé d'une clé Torx et d'une clé à fourche
- Convient pour les paniers supérieurs et les chariots de chargement Miele



A 802

Buse, pour le nettoyage optimal du compartiment de dosage.

- Pour utilisation dans les laveurs-désinfecteurs de laboratoire avec doseur de détergent en poudre
- Pour utilisation avec les modules à injection
- Convient pour l'élimination des résidus de poudre dans le compartiment de dosage
- H 187, l 30, P 15 mm

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
ID 220	Buse d'injection avec supports en plastique, Ø 6 mm, longueur 220 mm.	3810390	69722001D	4002511117020
ID 240	Buse d'injection avec supports en plastique, Ø 6 mm, longueur 240 mm.	3810400	69724001D	4002511117037
SD-B	Buse d'injection pour butyromètres.	3583540	69708001D	4002511116955
E 362	Bouchon d'obturation pour l'étanchéité des raccords sur les supports de charge.	3809630	69736201D	4002511117136
A 838	Kit de clés, pour le réglage des hauteurs des paniers et l'installation/retrait des buses d'injection.	11054290	69783800D	4002516171720
A 802	Jets pour le nettoyage optimal du compartiment de dosage.	9863070	69680200D	4002515460979

Chariots de transfert

PLW 8615, PLW 8616



TT 86

Chariot de transfert pour le chargement et le déchargement des laveurs-désinfecteurs et des laveurs de laboratoire.

- Équipé de 4 roulettes verrouillables
- Manipulation simple et pratique grâce à la poignée ergonomique
- Équipé d'un bac de récupération amovible
- Réglable en hauteur
- Convient pour le nettoyage des laveurs de réservoirs et de chariots
- H 911, l 693, P 990 mm

Votre revendeur :

cloup

42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex
01 48 83 21 76 - 01 48 83 51 01
info@cloup.fr www.cloup.fr

Articles	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
TT 86	Chariot de transfert pour le chargement et le déchargement des laveurs-désinfecteurs et des laveurs de laboratoire.	11178960	69200115D	4002516147725